

Fitting

- Adjust the amount of the upright
- On the upright of the orthosis, drill and countersink the 7 holes $\varnothing 4$
- Fasten the upright with spindle with 7 screws countersunk head

Adjustment

Move the upright with spindle and keep at least 4 screws

Restriction on use / Precautions for use

- The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- Product maintenance is subject to an assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the conditions of use
- All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

Cleaning / Storage

- Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the ortho-prosthetist depending on the patient concerned

Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.

EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.



Désignation


Rallonge à tourillon inox (vendue à l'unité sans vis de fixation)

- L28CT-150 Poids : 72 g
- L30CT-150 Poids : 51 g
- L30CT-200 Poids : 65 g

Destination

Accessoire de cheville entrant dans la fabrication d'orthèses du membre inférieur.

Compatibilités



Référence	$\varnothing A$	B	C	D	Compatibilité
L30CT-150	6	2,5	14	150	Tube $\varnothing 6$
L30CT-200	6	2,5	14	200	Tube $\varnothing 6$
L28CT-150	8	3	16	150	Tube $\varnothing 8$

Mise en place

- ⤿ Régler le dégauchi du montant tourillon
- ⤿ Sur le montant de jambe, percer les trous au Ø 4 et fraisurer les 7 trous de fixation
- ⤿ Fixer le montant tourillon avec 7 vis tête fraisée

Réglages

Décaler le montant à tourillon d'un ou plusieurs trous (conserver au minimum 4 vis)

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ⤿ Le tourillon doit être utilisé dans les limites de poids conseillées et suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- ⤿ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- ⤿ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ⤿ Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- ⤿ La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabriquant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



Designation


Stainless steel upright with spindle (provided without screws)

- ⤿ L28CT-150 Weight : 72 g
- ⤿ L30CT-150 Weight : 51 g
- ⤿ L30CT-200 Weight : 65 g

Purpose

Upright with spindle used in the realization of lower limb orthosis.

Compatibility



Reference	Ø A	B	C	D	Compatibility
L30CT-150	6	2,5	14	150	Tube Ø 6
L30CT-200	6	2,5	14	200	Tube Ø 6
L28CT-150	8	3	16	150	Tube Ø 8