

Restriction on use / Precautions for use

- ⤿ The product must be used within the recommended weight limits and in accordance with the assessment made by an approved ortho-prosthetist depending on the patient concerned
- ⤿ Product maintenance is subject to an assessment made by an approved orthoprosthetist depending on the conditions of use
- ⤿ All assembly and adjustment work must be carried out by qualified personnel

Cleaning / Storage

- ⤿ Stock the product in a dry place, in its original packing (on which the batch number is marked)
- ⤿ The frequency of inspections to check the equipment is subject to the assessment made by the orthoprosthetist depending on the patient concerned


Guarantee

The guarantee is valid for one year as from the date of purchase of the product, if the product has been used in accordance with the manufacturer's instructions.

N.B. In the event of a complaint, please enclose a return form correctly filled in, incomplete forms cannot be dealt with.

EC markings

Groupe G2M hereby declares, in its quality as the manufacturer, that all its parts comply with directive 93/42/EC.



L35

L37

Désignation

- ⤿ L35/L36 : Dispositif de perlstein seul
- ⤿ L37/L38/L39 : Dispositif de perlstein avec tube

Destination

Composant entrant dans la fabrication d'un pied d'orthèse du membre inférieur avec Perlstein.

Pièces détachées

	L35	L36
Montants	L3501	L3601
Noix seule (rondelle taraudée M6)	L3502	L3602
Vis	V0098	V0099

	L37	L38	L39
Dispositif de Perlstein	L35	L35	L36
Diamètre du tube	8 mm	6 mm	6 mm
Épaisseur	11 mm	9 mm	9 mm
Longueur	100 mm	90 mm	90 mm

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- Les appareils de Perlstein doivent être utilisés suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller


Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



L35

L37

Designation

- L35/L36 : Stainless steel Perlstein's apparatus only
- L37/L38/L39 : Stainless steel Perlstein's apparatus with tube

Purpose

Component used for the manufacture of a foot orthosis for lower limbs, with Perlstein.

Spares parts

	L35	L36
Plate only	L3501	L3601
Nut only (tapped washer M6)	L3502	L3602
Screw	V0098	V0099

	L37	L38	L39
Perlstein's apparatus	L35	L35	L36
Tube diameter	8 mm	6 mm	6 mm
Thick	11 mm	9 mm	9 mm
Long	100 mm	90 mm	90 mm