

XA9010



Facilite le chaussage des manchons en silicone
en procurant une excellente adhérence
avec la peau.

Désignation

- ↪ Pour tous les manchons silicone
- ↪ Assouplit les tissus cicatrisés
- ↪ Prépare la peau

Description

- ↪ Lotion prothétique 100 % silicone
- ↪ Permet d'hydrater et de protéger les peaux sèches et sensibles
- ↪ Hypoallergénique, sans odeurs et sans colorants
- ↪ Ne donne pas la sensation de peau grasse
- ↪ Peut être utilisé localement pour soulager des peaux sèches et gercées

Flacon d'environ 225 g.

Utilisation

- ↪ Appliquer une petite quantité de lotion sur le moignon du patient puis l'étaler en massant
- ↪ Placer le manchon avant que la lotion ne soit complètement absorbée

Mise en garde

A usage externe uniquement. Ne pas mettre en contact avec les yeux.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment.

Composition

Ingrédient actif : silicone
Cyclométhicone, diméthicone

XA9010



Facilite le chaussage des manchons en silicone
en procurant une excellente adhérence
avec la peau.

Désignation

- ↪ Pour tous les manchons silicone
- ↪ Assouplit les tissus cicatrisés
- ↪ Prépare la peau

Description

- ↪ Lotion prothétique 100 % silicone
- ↪ Permet d'hydrater et de protéger les peaux sèches et sensibles
- ↪ Hypoallergénique, sans odeurs et sans colorants
- ↪ Ne donne pas la sensation de peau grasse
- ↪ Peut être utilisé localement pour soulager des peaux sèches et gercées

Flacon d'environ 225 g.

Utilisation

- ↪ Appliquer une petite quantité de lotion sur le moignon du patient puis l'étaler en massant
- ↪ Placer le manchon avant que la lotion ne soit complètement absorbée

Mise en garde

A usage externe uniquement. Ne pas mettre en contact avec les yeux.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment.

Composition

Ingrédient actif : silicone
Cyclométhicone, diméthicone