

Société

Applicateur

Patient

Nom

Sexe Age Poids Taille

Date des mesures

Délai souhaité

Éléments fournis

- Fiche de mesures
- Fichier numérique
- Moulage avec fiche de mesures
- Photos profil/face avec fiche de mesures

Informations

FESSES




- Plates
- Normales
- Fortes

VENTRE

- Plat
- Normal
- Bombé
- Bombé ++

POITRINE

- Faible
- Moyenne
- Forte
- Tombante



Cadre réservé à CSM

N° d'appareil

Opérateur

Réf. CSM production

Date

 Demande de devis

 Commande

Société _____

Adresse de livraison _____

 Applicateur

 Contre marque

 Délai souhaité
Éléments à fournir pour la modélisation

Moulage avec une fiche de mesures
OU
 Fiche de mesures
OU
 Photos profil/face avec une fiche de mesures
OU
 Fichier numérique STL (Stereolytographique)

Élément à fournir pour le fraisage

Fichier numérique Rodin 4D
OU
 Fichier numérique STL (Stereolytographique)
OU
 Photo Captevia (CPV)

Observations

| Matière | Épaisseur |
|--------------------------|-----------|
| Polyéthylène HP | |
| Polypropylène | |
| Polypropylène copolymère | |

| Mousse capiton | Couleur | Épaisseur |
|----------------|---------|-----------|
| Plastazote | | |
| Tissu 3D | | |

| Papier de transfert |
|---|
| Indiquer la référence souhaitée <i>(reportez-vous à notre catalogue Fournitures ou demandez-nous notre document de choix de coloris)</i> |
| Papier transfert fourni (cocher la case) <input type="checkbox"/> |

| Sangle velcro | Matière | Couleur |
|---------------|---------|---------|
| PVC | | |
| PU | | |

| Références | Descriptif | Cde |
|--------------------------------|---|-----|
| STS100 | Scanner moulage | |
| STR100 | Rectification corset scoliose / minerve | |
| STR200 | Rectification corset maintien | |
| STU100 | Fraisage de positif corset / minerve | |
| CORSET THERMOFORMÉ BRUT | | |
| STT200 | Corset brut TR 59/49 = fraisage + thermoformage + découpe brut avec ou sans bloc | |
| STT300 | Corset brut TR 39 = fraisage + thermoformage + découpe brut avec ou sans bloc | |
| STT120 | Hemi bermuda = fraisage + thermoformage + découpe brut avec ou sans bloc | |
| CORSET THERMOFORMÉ FINI | | |
| STF100 | Corset TR 59 h/pointe des omoplates = fraisage + thermoformage + finition Avec ou sans bloc | |
| STF110 | Corset TR 49 h/pointe des omoplates = fraisage + thermoformage + finition Avec ou sans bloc | |
| STF111 | Adjonction TR 49 appui sternal | |
| STF120 | Hemi bermuda = fraisage + thermoformage + finition avec ou sans bloc | |
| STF200 | Corset TR 39 h/base du cou = fraisage + thermoformage + finition avec ou sans bloc | |
| STF400 | Corset ctm = fraisage + thermoformage finition avec bloc | |
| STF500 | Corset scoliose nocturne = fraisage + thermoformage finition avec bloc | |
| STF600 | Corset 3 points = fraisage + thermoformage et montage avec bloc | |
| STF700 | Corset garchois = fraisage + thermoformage et montage avec bloc | |
| STF800 | Corset lyonnais = fraisage + thermoformage et montage avec bloc | |
| STF900 | Corset milwaukee = fraisage + thermoformage et montage avec bloc | |
| STC100 | Fraisage thermoformage casque | |

Cadre réservé à CSM

 N° d'appareil
 Opérateur
 Date de livraison

 Observations