


Nouveau

Facilite
le positionnement
assis ou en décubitus




Indispensable avec votre scanner
pour la réalisation de moulage
d'assise de matelas
ou de verticalisateur.


- ⌋ Enveloppe néoprène :
 - Favorise la prise d'empreinte en limitant les plis
 - Contact agréable et chaud
- ⌋ Meilleure répartition des billes, simplifie l'utilisation lors du positionnement
- ⌋ Faible épaisseur, facilite l'intégration dans une coque existante ou dans un fauteuil
- ⌋ Des formes adaptées et modulables à la prise d'empreinte :
 - Assise de base
 - Assise abduction
 - Dossier latéral tronc cervical
 - Appui-tête
 - Accoudoir
 - Matelas
- ⌋ Pompe électrique, facilite le modelage




Descriptif	Utilisation	Référence	Taille	Mesures (cm)
Assise base	Empreinte dans petit fauteuil roulant ou dans coque existante. <i>Livré avec pompe à main.</i>	ZL30-S2	S+	A x B 35 x 35
		ZL30-M2	M+	45 x 45




Assise ABD	Empreinte avec large abduction. <i>Livré avec pompe à main.</i>	ZL31-M	M	A x B 56 x 50
		ZL31-L	L	70 x 50




Descriptif	Utilisation	Référence	Taille	Mesures (cm)
Dossier latéral tronc cervical	Empreinte dossier. <i>Livré avec pompe à main.</i>	ZL32-M	M	A x B x C x D 35 x 60 x 65 x 28
		ZL32-L	L	40 x 75 x 75 x 35



Appui-tête	Empreinte tête. <i>Livré avec pompe à main.</i>	ZL37		
------------	--	------	--	--



Accoudoir	Empreinte accoudoir. <i>Livré avec pompe à main.</i>	ZL38-L	L	
-----------	---	--------	---	--



Matelas	Empreinte petit matelas enfant. <i>Livré avec pompe électrique.</i>	ZL34-S	S	A x B 40 x 60
Matelas	Empreinte grand matelas adulte. <i>Livré avec pompe électrique.</i>	ZL34-M2	M+	90 x 200



Pompe électrique	Indispensable. Facilite la prise d'empreinte.	ZL40		
------------------	--	------	--	--

Compatible avec l'Ortho'SPA et tous les scanners.